

Folding Commode

Assembly, Installation and Operating Instructions



SAVE THESE INSTRUCTIONS

Yes, you can.

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

⚠ WARNING

- **DO NOT** use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Leg extensions with rubber tips **MUST** be in contact with the floor at all times.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your commode. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.
- Ensure that the snap buttons fully protrude through the same respective adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and an even height adjustment is achieved.
- Make certain **ALL** screws, nuts and/or bolts are tight at all times.
- Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks, wear or if they are missing. Replace them **IMMEDIATELY** if any of these conditions exist.
- Ensure the front crossbrace is locked into the front legs and the snap button protrudes.
- Before removing/installing seat and lid, allow seat/lid to reach room temperature if exposed to cold. This will help prevent the seat clamps from breaking when being removed/installed onto commode back frame rail.

Installing/Removing the Back Support

NOTE: To remove the back, reverse this procedure.


Press the snap buttons on either side of the back support and install it into the seat frame tube. Ensure snap buttons are fully engaged (Detail "A").

NOTE: There will be an audible click.

Folding/Unfolding the Commode


NOTE: To unfold the commode, reverse this procedure.

1. Remove the pail from the commode (Detail "A").
2. Press the snap buttons on either side of the front of the seat frame (Detail "B").
3. Lift on the front crossbrace of the commode (Detail "C").
4. Swing each leg inward (Detail "D").



Adjusting the Height

1. Select desired height for commode by aligning snap button of each leg extension with appropriate adjustment hole in leg frame.
2. Ensure snap buttons are fully engaged into adjustment hole of each leg frame and are at the same height before using.



Limited Warranty

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in material and workmanship for the period of one year of use by original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will use a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. C.O.D. shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECT TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS, PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER). SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

Chaise de toilette pliante

Instructions pour l'assemblage, l'installation et le fonctionnement



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can.

REMARQUE: vérifiez l'état de TOUTES les pièces afin de vous assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. En cas de problème, NE les utilisez PAS. Contactez votre revendeur/transporteur pour vous renseigner sur la marche à suivre.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez PAS ce produit ni tout équipement disponible en option sans avoir préalablement lu et compris ces instructions, ainsi que toutes instructions supplémentaires telles que les manuels d'utilisation ou d'entretien ou les fiches d'instructions fournis avec ce produit ou tout équipement facultatif. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les mises en garde et les instructions, contactez un professionnel de la santé, un revendeur ou du personnel technique avant d'essayer d'utiliser cet équipement, sous risque de blessures ou de dégâts matériels.
- Les pieds munis d'embouts en caoutchouc DOIVENT toujours être en contact avec le sol.
- Respectez TOUJOURS la limite de poids figurant sur l'étiquette du produit. Assurez-vous que toutes les étiquettes sont présentes et lisibles. Remplacez-les si besoin est.
- Assurez-vous que les boutons d'enclenchement dépassent bien des mêmes trous de réglage de chaque pied. Ceci indique que les pieds sont verrouillés en place et que le réglage de hauteur est uniforme.
- Assurez-vous que TOUS les écrous, vis et/ou boulons sont toujours bien serrés.
- Inspectez les embouts en caoutchouc des pieds afin de vous assurer qu'ils sont tous présents et exempts de fentes, déchirures, fissures ou traces d'usure. En cas de problème, remplacez-les IMMÉDIATEMENT.
- Vérifiez si la barre transversale de l'avant est bloquée sur les pieds avant et si les boutons d'enclenchement dépassent.
- Avant de retirer ou d'installer le siège et le couvercle, laissez ces derniers atteindre la température ambiante s'ils ont été exposés au froid. Ceci empêchera les fixations du siège de se briser lors du retrait ou de l'installation sur le rail de cadre du dossier.

Installation/Retrait du dossier

REMARQUE: Pour retirer le dossier, procédez en sens inverse.

Appuyez sur les boutons d'enclenchement d'un côté ou de l'autre du dossier et placez ce dernier sur le tube de cadre du siège. Vérifiez si les boutons sont bien enclenchés (détail « A »).

REMARQUE: Un dé clic doit se faire entendre.


Pliage/Dépliage de la chaise de toilette

REMARQUE: Pour déplier la chaise, procédez en sens inverse.

1. Retirez le seau de la chaise (détail « A »).
2. Appuyez sur les boutons d'enclenchement d'un côté ou de l'autre du cadre avant du siège (détail « B »).
3. Lève la barre transversale avant de la chaise (détail « C »).
4. Faites rentrer les pieds vers l'intérieur (détail « D »).

Réglage de la hauteur

1. Sélectionnez la hauteur souhaitée pour la chaise en alignant le bouton de chaque pied sur le trou souhaité du cadre.
2. Vérifiez si les boutons d'enclenchement sont bien enclenchés dans les trous de réglage de chaque pied et s'ils sont à la même hauteur avant usage (détail « E »).



Garantie limitée

REMARQUE : LA GARANTIE PRÉSENTÉE CI-DESSOUS A ÉTÉ MISE AU POINT EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur/utilisateur initial de nos produits.

Cette garantie vous octroie des droits juridiques spécifiques mais vous pouvez également jouir d'autres droits juridiques qui varient d'un État à l'autre. Invacare garantit à l'acheteur initial son produit contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant une durée d'un an d'utilisation par l'acheteur initial. Si, durant cette période couverte par la garantie, un produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé à la discrétion d'Invacare. Cette garantie ne comprend pas la main-d'œuvre ni les frais d'expédition qui seraient dus pour l'installation de la pièce de rechange ou la réparation de cette pièce sur ledit produit. La seule obligation d'Invacare et votre recours exclusif en vertu de cette garantie sont limités à une telle réparation ou à un tel remplacement.

Pour toute intervention sous garantie, veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté votre produit Invacare. Au cas où vous n'obtiendriez pas satisfaction avec votre service de garantie, veuillez écrire directement à Invacare à l'adresse qui se trouve au dos de cette brochure. Fournissez-nous le nom et l'adresse de votre distributeur, le numéro du modèle, la date d'achat et indiquez la nature du problème. Si le produit possède un numéro de série, indiquez-le également.

Invacare Corporation utilise un système d'autorisation de renvoi. La pièce ou le produit défectueux doivent être renvoyés pour subir une inspection sous garantie en utilisant le numéro de série, si possible, comme identification dans les trente (30) jours de la date d'autorisation de renvoi. Ne renvoyez PAS les produits à l'usine sans notre accord préalable. Tout envoi contre remboursement sera refusé ; veuillez vous acquitter au préalable de tous les frais d'expédition.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS : CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES PROVENANT D'UNE USURE NORMALE DU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES. DE PLUS, ELLE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS PORTANT DES NUMÉROS DE SÉRIE QUI AURAIENT ÉTÉ SUPPRIMÉS OU EFFACÉS ; ELLE NE S'APPLIQUE PAS NON PLUS AUX PRODUITS QUI ONT SUBI UNE NÉGLIGENCE OU UN ACCIDENT, QUI ONT ÉTÉ UTILISÉS, ENTRETENUS OU STOCKÉS DE MANIÈRE INCORRECTE, QUI ONT ÉTÉ MODIFIÉS SANS L'AUTORISATION SPÉCIFIQUE ÉCRITE D'INVACARE (NOTAMMENT MODIFICATIONS DE L'APPAREIL AVEC DES PIÈCES OU DES ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, DOMMAGES OCCASIONNÉS DURANT DES RÉPARATIONS EFFECTUÉES SUR L'UNE DES PIÈCES DE L'APPAREIL SANS L'ACCORD SPÉCIFIQUE PRÉALABLE D'INVACARE, DOMMAGES CAUSÉS PAR DES CONDITIONS QUI ÉCHAPPENT AU CONTRÔLE D'INVACARE), OU QUI ONT ÉTÉ RÉPARÉS PAR TOUTE PERSONNE N'ÉTANT PAS UN REVendeur INVACARE. SEULE INVACARE DÉTERMINERA SI L'UNE DES CONDITIONS CI-DESSUS S'APPLIQUE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES, QUELLES QU'ELLES SOIENT, EXPLICITES OU TACITES, NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. LE SEUL RECOURS EN CAS DE VIOLATION D'UNE GARANTIE QUELCONQUE SE LIMITE À LA RÉPARATION ET AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX EN VERTU DES TERMES ÉNONCÉS AUX PRÉSENTES. L'APPLICATION D'UNE GARANTIE IMPLICITE QUELCONQUE NE POURRA PAS S'ÉTENDRE AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE STIPULÉE CI-DESSUS. INVACARE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QUELS QU'ILS SOIENT. CETTE GARANTIE SERA ÉTENDUE POUR ÊTRE CONFORME AUX LOIS ET RÉGLEMENTATIONS DE VOTRE ÉTAT/PROVINCE.

Invacare Corporation

www.invacare.com



Yes, you can.

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation unless otherwise noted.

© 2007 Invacare Corporation

Part No 1145763

Rev A - 08/07